

# ADVANCE / LAB Series



## 実験台一体型ガス発生装置 ADVANCEシリーズ

ガス発生装置が分析装置用実験台とセットになりました。コンパクトなレイアウトで最適な実験環境をご提案いたします。

### 主な仕様

#### ● 外寸

幅 1200mm、1500mm、1800mmから選択  
奥行 750mm、900mmから選択  
高さ 800mm

#### ● 窒素ガス流量

20 ~ 60L/min (純度別途相談)



撮影協力 慶應義塾大学先端生命科学研究所(山形県鶴岡市)

### Specification

Unit dimension (mm)	Width : 1200mm, 1500mm, 1800mm Depth : 750mm, 900mm Height : 800mm
Purity will be confirmed individually.	

【販売代理店】 (株) テクノサイエンス TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188