

Compact Compressor

コンパクトコンプレッサー

オイルフリータイプのコンパクトコンプレッサーです。
各種理化学機器にご利用いただけます。
各種ラインナップがございますので、お客様のご要望
に合わせてカスタムいたします。



AT-0.2LEMD (カスタム品)



PC4-10H



YC-4F

標準仕様

| 名称 | 型式 | 流量 (L/min.) | 最高常用圧力 (MPa) | 制御圧力 (MPa) | タンク容量 (L) | 電源 | 寸法WDH (mm) | 重量 (kg) | 備考 |
|----------|-----------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|----|
| コンパクトタイプ | 0.2LE-8S | 20/24 | 0.6 | 0.6~0.8 | 12 | AC100V 5A | 415×210×514 | 16 | |
| | 0.4LE-8S | 42/49 | 0.6 | 0.6~0.8 | 30 | AC100V 10A | 560×275.4×578 | 28 | |
| | 0.75LE-8S | 85/100 | 0.6 | 0.6~0.8 | 30 | AC100V 13A | 560×326×608 | 37 | |

| 名称 | 型式 | 流量 (L/min.) | 最高常用圧力 (MPa) | 制御圧力 (MPa) | タンク容量 (L) | 電源 | 寸法WDH (mm) | 重量 (kg) | 備考 |
|--------|---------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------|----|
| カプセルコン | YC-3F | 9.5/11.2 | 0.5 | 0.5~0.65 | 8 | AC100V 2A | 400×380×515 | 25 | |
| | YC-4F | 19/22.4 | 0.5 | 0.5~0.65 | 12 | AC100V 2A | 470×440×575 | 34 | |
| | PC3-10H | 9.5/11.2 | 0.5 | 0.5~0.65 | 10 | AC100V 2A | 430×185×455 | 16.5 | |
| | PC4-10H | 19/22.4 | 0.5 | 0.5~0.65 | 10 | AC100V 2A | 430×185×455 | 18.5 | |