

Option



2分岐ユニット

分岐ユニット

窒素ガス発生装置、ドライエアー発生装置、サイレントコンプレッサー等のエアータック製全機種対応の分岐ユニットです。お客様のご要望に合わせて製作いたします。



3分岐ユニット(流量計、精密レギュレーター付)

ドライヤーユニット

水分を嫌う理化学機器に最適の組み合わせのドライヤーユニットです。計装エアーとの組み合わせも可能です。お客様のご要望に合わせて製作いたします。



F4000-SD

ハイドロカーボントラップ

炭化水素を15ppb以下まで除去します。



モイスチャー・チャコールトラップフィルター

バックグラウンド対策の大容量トラップ。



排気用接続ダクト

排気用のダクト。設置環境に合わせて対応いたします。

