

Clean

Dry Air Series



SUSタンク内蔵
AT-40MS-S

AT-10/20MD-R

SUSタンク内蔵
AT-10/20MD

ドライエアー発生装置

不便で危険なボンベが不要になります。スイッチを入れるだけで、ドライエアーを最大10~70Lまで安定供給します。オイルフリーコンプレッサーを採用することで油分の無いクリーンなエアーをご利用いただき、小型化、低騒音を実現しました。メンテナンス間隔は長く、手入れの必要はほとんどありません。

特徴

SUSタンク内蔵

- オイルフリーだから吐出空気はもちろんクリーン。ステンレスタンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーン。(AT-40MS-S, AT-10/20MD)
- コンパクト設計 (635mm以下) で実験台の下にも設置可能。
- ドレイン排出器 or ドレイン乾燥器付きで日々のメンテナンスは不要です。
- FT-IR、NMR、DSC、原子吸光、バイオ関連検出器等理化学機器にガス供給
- 認定サービスマンが全国対応。安心してお使いいただけます。

標準仕様

型式	流量 (L/min.)	制御圧力 (MPa)	露点 (大気圧)	寸法WDH (mm)	質量 (kg)	備考
AT-40MS-S	37(50Hz)/40(60Hz)	0.5~0.7	-10℃	318×480×610	47	SUS10L
AT-10/20MD	15(50Hz)/21(60Hz)	0.5~0.7	-10℃	318×480×610	44	SUS10L
AT-10/20MD-R	15(50Hz)/21(60Hz)	0.4	-10℃	320×480×645	36.5	

	型式	電動機 (kw)	流量 (L/min.)	最高常用圧力 (MPa)	制御圧力 (MPa)	露点 (大気圧)	電源	定格電流(A) 50/60Hz	熱量 (kJ/h)	寸法WDH (mm)	質量 (kg)	備考
サイレントタイプ (ドライヤー ユニット内蔵)	AT-20MS	0.2	16	0.6	0.6~0.8	-15℃以下	AC100V 10A	4.2/3.9	628	360×550×660	50	
	AT-70SB	0.75	70	0.49	0.6~0.8	-15℃以下	AC100V 15A	11.0/10.4	2355	455×700×665	79	

【販売代理店】 (株) テクノサイエンス TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188