

取扱を一時中止させて頂きます。

ディスプレイザブル IR カード

Real Crystal® IR Sample Cards
& PTFE & Polyethylene IR Sample Cards



ICLは赤外透過測定に便利なリアルクリスタルサンプルカードを提供しています。液体試料、粘性試料、水を含む試料などをそのまま塗布して赤外透過測定が行えます。固形試料などは溶媒で溶解後、塗布し溶媒を揮発乾燥させた後、測定を行います。測定後はカードに必要な情報を書き込み保管することができます。IRカードはポリエチレン、PTFE、赤外に透明なKBr、KCl、NaClがあります。

P/N	基材・数量・有効径	価格(税別)
0000-7095	NaCl-IRカード 25枚セット、径9.5mm	24,860
0000-7096	KBr-IRカード 25枚セット、径9.5mm	30,580
0000-7097	KCl-IRカード 25枚セット、径9.5mm	26,180
0000-7131	NaCl-IRカード 25枚セット、径15mm	27,500
0000-7132	KBr-IRカード 25枚セット、径15mm	32,780
0000-7133	KCl-IRカード 25枚セット、径15mm	27,940
0000-7087	NaCl-IRカード 25枚セット、径19mm	30,580
0000-7090	KBr-IRカード 25枚セット、径19mm	36,080
0000-7091	KCl-IRカード 25枚セット、径19mm	31,680
0000-7361	PTFE IRカード、10枚セット、径19mm	
0000-7362	PTFE IRカード、25枚セット、径19mm	16,280
0000-7363	PTFE IRカード、50枚セット、径19mm	29,480
0000-7364	ポリエチレンIRカード、10枚セット、径19mm	
0000-7365	ポリエチレンIRカード、25枚セット、径19mm	17,380
0000-7366	ポリエチレンIRカード、50枚セット、径19mm	30,580
0000-7092	NaClカバースリップ、25枚セット、12x12x1mm	21,120
0000-7093	KBrカバースリップ、25枚セット、12x12x1mm	24,860
0000-7094	KClカバースリップ、25枚セット、12x12x1mm	22,660

※ 価格は2017年版です。為替レートによって変わることがあります。

お問い合わせ、ご用命は

研究室のトータルコーディネーター

株式会社 テクノサイエンス

〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8

TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188

e-Mail : sales@techno-lab.co.jp







https://www.techno-lab.co.jp/



ディスポーザブル IR カード

Real Crystal® IR Sample Cards
& PTFE & Polyethylene IR Sample Cards

IRカードの透過率、吸収、測定例



お問い合わせ、ご用命は

研究室のトータルコーディネーター

株式会社 テクノサイエンス

〒264-0034 千葉県若葉区原町929-8

TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188

e-Mail : sales@techno-lab.co.jp

https://www.techno-lab.co.jp/