

# 取扱を一時中止させて頂きます。 排気ポート付ペレットダイスセット

Evacuatable KBr & Briquetting Pellet Dies

Water Jacketed Dies for Heating & Cooling Compressed Samples



赤外分光測定用KBr錠剤の作成、蛍光X線測定等の試料前処理、グロー放電用ターゲット、電極等の成型に欠かすことの出来ない排気ポート付ペレットダイスセットです。アンビルはSUS製と高硬度なWC製があり、試料に適したアンビルが選択できます。ウォータージャケット付ペレットダイセットは循環恒温水による一定温度の環境下で錠剤成形が可能です。

排気ポート付きペレットダイスセット(ICL製)												
Die Size	3mm	5mm	10mm	13mm	16mm	19mm	20mm	25mm	32mm	35mm	40mm	45mm
Part No.	0012-6646	0012-6647	0012-6648	0012-2477	0012-6649	0012-8777	0012-5223	0012-6653	0012-6633	0012-6634	0012-6635	0012-8990
Total Height <sup>1</sup>	1.5"	2.75"	2.75"	2.83"	2.75"	2.85"	4.265"	4.75"	4.75"	4.75"	4.75"	5.85"
	38.1mm	70mm	70mm	72mm	70mm	72mm	108.3mm	120.7mm	120.7mm	120.7mm	120.7mm	148.7mm
Plunger Height	N/A	1.37"	1.37"	1.37"	1.37"	1.33"	2.24"	2.24"	2.24"	2.24"	2.24"	2.76"
		34.8mm	34.8mm	34.8mm	34.8mm	33.8mm	57mm	57mm	57mm	57mm	57mm	70mm
Base Diameter	1.12"	1.97"	1.97"	2.0"	1.97"	1.97"	3.54"	3.54"	3.54"	3.54"	3.54"	3.54"
	28.5 mm	50mm	50mm	50.8mm	50mm	50mm	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm
Single Anvil Height	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"	0.27"	0.375"	0.375"	0.375"	0.375"	0.375"	0.47"
	N/A	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.85mm	9.5mm	9.5mm	9.5mm	9.5mm	9.5mm	12mm
Vacuum Tube Diameter	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"	0.25"
	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm
Load Limits	1/2 ton	2 ton	7 ton	10 ton	10 ton	10 ton	30 ton	30 ton	30 ton	30 ton	30 ton	35 ton



恒温循環水による加熱、冷却が可能で、5~40mmのダイセットと互換性があります。

## ウォータージャケット付ダイセット

P/N	規格
0012-9029	5mm ウォータージャケット付ダイセット
0012-9030	6mm ウォータージャケット付ダイセット
0012-9031	8mm ウォータージャケット付ダイセット
0012-9027	10mm ウォータージャケット付ダイセット
0012-9026	13mm ウォータージャケット付ダイセット
0012-9028	16mm ウォータージャケット付ダイセット
0012-8991	20mm ウォータージャケット付ダイセット
0012-8992	25mm ウォータージャケット付ダイセット
0012-8993	32mm ウォータージャケット付ダイセット
0012-8994	35mm ウォータージャケット付ダイセット
0012-8995	40mm ウォータージャケット付ダイセット

# 排気ポート付ペレットダイスセット

Evacuatable KBr & Briquetting Pellet Dies

Water Jacketed Dies for Heating & Cooling Compressed Samples

排気ポート付ペレットダイスセット、予備品	
P/N	規格
0012-6646	3mm KBr ダイセット
0012-6647	5mm KBr ダイセット
0012-7669	5mm ダイセット用SUS製アンビル
0012-6648	10mm KBr ダイセット
0012-7670	10mm ダイセット用SUS製アンビル
0012-8078	10mm ダイセット用WC製アンビル
0012-2477	13mm KBr ダイセット(SUS製アンビル、微量試料用1.5,3,5,11mm径ペーパーリング付属)
0012-4509	13mm ダイセット用SUS製アンビル
0012-5113	13mm ダイセット用WC製アンビル
0012-6649	16mm KBr ダイセット(SUSアンビル付属)
0012-6650	16mm ダイセット用SUS製アンビル
0012-6651	16mm ダイセット用WC製アンビル
0012-8777	19mm ダイセット(SUS製アンビル付属)
0012-8779	19mm ダイセット用SUS製アンビル
0012-5223	20mm ダイセット(SUS製アンビル付属)
0012-6652	20mm ダイセット用SUS製アンビル
0012-6907	20mm ダイセット用WC製アンビル
0012-6653	25mm ダイセット(SUS製アンビル付属)
0012-6654	25mm ダイセット用SUS製アンビル
0012-6655	25mm ダイセット用WC製アンビル
0012-6633	32mm ダイセット(SUSアンビル付属)
0012-6656	32mm ダイセット用SUS製アンビル
0012-6657	32mm ダイセット用WC製アンビル
0012-6634	35mm ダイセット(SUS製アンビル付属)
0012-6658	35mm ダイセット用SUS製アンビル
0012-6659	35mm ダイセット用WC製アンビル
0012-6635	40mm ダイセット(SUS製アンビル付属)
0012-6660	40mm ダイセット用SUS製アンビル
0012-6661	40mm ダイセット用WC製アンビル
0012-8990	45mm ダイセット(SUS製アンビル付属)
0012-8996	45mm ダイセット用SUS製アンビル

## お問い合わせ、ご用命は

研究室のトータルコーディネーター

## 株式会社 テクノサイエンス

〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8

TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188

e-Mail : sales@techno-lab.co.jp

https://www.techno-lab.co.jp/

