

Campaign

MERCK

超純水！ Direct-Q® UV 3 キャンペーン

特価！ Simplicity UV

水道水から超純水を直で精製！

3-327-0202

Direct-Q® UV 3

- ・水道水から超純水を精製をしたい方
- ・分析用水を購入している方

通常価格 ~~¥670,000~~ (税抜)

キャンペーン
価格 **¥360,000** (税抜)

純水装置をお持ちの方に！

3-327-0170

Simplicity UV

- ・研究室に水道水が無い方
- ・超純水をタンクに貯めて使用している方

通常価格 ~~¥422,000~~ (税抜)

キャンペーン
価格 **¥299,000** (税抜)



プレフィルタ RO膜 紫外線 超純水カートリッジ メンブレンフィルタ	除去方法	活性炭 イオン交換 紫外線 精密ろ過
3L/h ± 15%	製造能力	0.5L/分
18.2MΩ・cm (25°C)	比抵抗値	18MΩ・cm (25°C)
水道水 井戸水	供給水	Elix® 等で精製された純水
185/254nm	UVランプ	185/254nm
4.5L (内蔵)	タンク容量	2L (装置脱着式)
AC100~230V 50/60Hz	電源	AC100~230V 50/60Hz
290 × 420 × 540mm 18kg	大きさ	290 × 360 × 510mm 5.4kg



キャンペーン期間：2020年10月1日（木）～2021年3月19日（金）ご注文分まで

※詳細は各営業担当までお問い合わせ下さい。

ご利用は.....

【販売代理店】

研究室のトータルコーディネーター
株式会社 テクノサイエンス
〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8
TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188
<https://www.techno-lab.co.jp/>

イメージーションをかたちに。ケニスのサイエンスソリューション。
ケニス株式会社

- ・本社 大阪市北区天満 2丁目 7-28 Tel.(06)4800-0721
- ・東京支社 東京都江東区佐賀 1丁目 2-8 Tel.(03)3630-8121
- ・福岡支店 福岡市博多区東比恵 3丁目 16-3 Tel.(092)473-6600
- ・広島支店 広島市西区三篠町 2丁目 9-15 Tel.(082)537-2511
- ・札幌営業所 札幌市北区北10条西 4-1-19 楠本第10ビル1階 Tel.(011)746-1061
- ・仙台営業所 仙台市若林区河原町 2丁目 5-40 クレセル河原町1階 Tel.(022)302-5460

<https://www.kenis.co.jp>