

# 年度末キャンペーン MS15-05

## マイクロツールお試しパッケージ+XYメカニカルステージ

マイクロツールの小分けパッケージと、実体顕微鏡下での作業に非常に便利な

XYメカニカルステージをセットにして、お求め易い価格に致しました。

XYメカニカルステージはゴム足付きですので、お手持ちの実体顕微鏡に載せるだけでご使用頂けます。

### 標準セット価格

¥ 250,000-



### ワンプライス

¥ 168,000- (税別)



※キャンペーン実施期間：2015年12月1日（火）～2016年3月31日（木）

※ご注文の際は、従来のお取り引き方法にてご用命下さい。

※キャンペーン番号 MS15-05 とご指定下さい。

※表記の金額は税別です。

### 《セット内訳》

主な目的/用途	型番	品名	規格/サイズ	入数
微小物のピックアップ	TP-SET-H	タングステンプローブ	先端径 10μm	5本
			先端径 30μm	5本
切削・マーキング	MPE-SET	マイクロピーラーセット	スクレッパー 50μm	1本
			スクレッパー 100μm	1本
			スクレッパー 200μm	1本
切断・トリミング	MK-S15	マイクロナイフ	片刃15°	4個
	MK-S30		片刃30°	4個
	MK-D		両刃	4個
固定・密着	HG50-58	グリップシート	スタンダード	5枚
	HG70-58		ハード	5枚
固定・保持	SW-1	スペシメンウェイト	2枚組	1式
手持ち用ハンドル	TPH-3	金属プローブハンドル	ピンバイス式	1本
	MKH-2	マイクロナイフハンドル	ねじ込み式	1本
整理・収納・保管	TC-02	ハンドル収納ケース	安全収納保管用	1個
	TSC-01	ツール収納アタッシュケース	ツール集中保管用	1個

【販売代理店】

株式会社 テクノサイエンス

〒264-0034 千葉県若葉区原町929-8

TEL: 043-206-0155 FAX: 043-206-0188

URL: <https://www.techno-lab.co.jp/>

株式会社マイクロサポート

〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-19

TEL: 054-269-5002 FAX: 054-269-5003

info@microsupport.co.jp