

## アクシスプロですぐ使えるツールを厳選！

- ◆どのツールを選んだらいいか迷っている、取り合えず使い始めのツールが一通り欲しい、などのご要望にお応えしたセットです。
- ◆アクシスプロでのサンプリングに最適な、特に先鋭化されたツールをセットしました。
- ◆フィルムなどの固定用ツールもセットしております。

定価合計：¥276,400（税別）

**ワンプライス：¥180,000.-（税別）**

※表記の金額は、税別です。  
 ※期間：2016年11月11日(金)～2017年3月31日(金)  
 ご発注分まで。  
 ※ご注文の際は、通常通りのご発注窓口（直接・代理店）にてご用命下さい。  
 ※キャンペーン番号（MS16-02）とご指定下さい。



写真のパッケージは参考例です



ヒンジ付き樹脂ケース  
幅360×奥行270×高さ80mm



キャリング可能  
で安全保管



立てても置  
けます

### 《セット内訳》

主な目的/用途	型番	品名	規格/サイズ	入数
微小異物ピックアップ	TP-0005	タングステンプローブ	先端径 0.5μm	25本
硬質材料マーキング	CP-005	超硬プローブ	先端径 5μm	5本
切削・マーキング	MPE-1	マイクロピーラー	刃幅 50μm	1本
	MPE-2		刃幅 100μm	1本
	MPE-4		刃幅 200μm	1本
切断・切開トリミング	MK-S30	マイクロナイフ	片刃 30°	4本
切断・切開	MK-D		両刃	4本
固定・密着	HG50-58	グリッブシート	スタンダード	5枚
	HG70-58		ハード	5枚
固定・把持	PV-1	ポケットバイス	開き幅最大 17mm	1ヶ
固定・保持	SW-1	スペシメンウェイト	2枚組	1式
マニピュレーター取付用	TPH-10	金属プローブハンドル	ピンバイス式	1本
	MKH	マイクロナイフハンドル	ねじ込み式	1本
整理・収納・保管	TSC-01	ツール収納アタッシュケース	集中保管	1箱
	TC-02	ツールハンドル収納ケース	ハンドル安全保管	1箱