

三眼実体顕微鏡+XYステージセット

サンプリング作業に最適で使い易い三眼実体顕微鏡を特別価格でご用意いたしました。カメラと接続可能なCマウントアダプタ、LEDリング照明が標準付属しています。また、サンプリングに便利なXYステージも標準装備しました。

通常価格
¥220,000 (税別)

ワンプライス!
¥178,000 (税別)

※表記の金額は税別です。
※期間：2017年11月21日(火)～2018年3月30日(金)ご発注分まで。
※ご注文の際は、通常通りのご発注窓口（直接・代理店）にてご用命下さい。
※キャンペーン番号（MS17-01）とご指定下さい。



<主な仕様>

■三眼実体顕微鏡本体

- ・三眼鏡筒本体、接眼レンズ10×（2ケ）
- ・標準スタンド（フォーカスマウント付）
- ・作動距離：90mm

■Cマウントアダプタ

Cマウントアダプタを標準装備していますので、オプションのカメラを接続する事により、モニター観察から画像取得まで行えます

■LEDリング照明

リング構造により対象物の影が発生しにくく、白色光源により忠実な色再現を実現します

■XYステージ

XY移動は一軸ハンドルで行え、ハンドルは左右どちらにも設定可能ですので大変便利です
※ストローク X:40mm / Y:40mm

《商品詳細》

・三眼実体顕微鏡(MS-ZMS2)

標準価格：¥220,000（税別）

[MSL-17-00025-1]