


クイックジョイ QJ-2

お手持ちの顕微鏡ですぐに使えるマイクロマニピュレーター

▶ **販売が終了しました** ◀

手動式マイクロマニピュレーター ラビトル3D(RT-1)のご利用をお勧めします



お手持ちの実体顕微鏡などの横に設置し、すぐにご利用頂けるマニピュレーターです。

手で行っていた作業が驚くほど楽に行え、長時間の作業でもつあれません。XYZ3軸の操作がイアルで行え、手ブレのない正確な位置決めができます。XY軸の微調整はジョイスティックで行え、微妙なタッチでサンプリングできます。


右手用、左手用が選択できます。

【主な仕様】

- 可動域 : X37 Y20 Z25mm
- ジョイスティック : 0.35~4mm
- スティック回転により可動域可変
- Z軸位置復帰機能

【姉妹機】

XYZファイナ



ダイヤル操作で簡単にXYZ軸の精密位置決めができます。

【右手用セット】

QJ-2RH

- クイックジョイ(右手用)
- マグネットスタンド
- 金属プローブハンドル

【左手用セット】

QJ-2LH

- クイックジョイ(左手用)
- マグネットスタンド
- 金属プローブハンドル

お問い合わせ、ご用命は

研究室のトータルコーディネーター

株式会社 テクノサイエンス

〒264-0034 千葉県若葉区原町929-8

TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188

<https://www.techno-lab.co.jp/>