

PDF-4データベース検索システム

ICDD(JCPDS) X線回折CD-ROM(PDF-4)データベース (パターンマッチング検索機能を添付)

リレーショナルデータベース(Sybase)のフォーマットに格納されたデータベースです。

Full File 2019 RDB CD-ROMまたはDVDを検索します。

PCPDFWIN, PDF2plus, MacPDFなどと同等の検索機能を持ちます。

ユーザー・ライセンスは購入後の1年間にタイムロックされており、ライセンスをご更新いただかない限り使用できなくなります。

(2年間ライセンスでは2年後にタイムロックされます。)期限後はすべての商品をICDDに返却しなければなりません。

PDF4商品として、Full File, Minerals, Organicsがあります。

PDF-4用のX-Searchを付けて出荷します。これにより、未知物質のd値(または 2θ)と強度のピークリストを使ってパターンマッチング検索が可能になります。

■システム構成

- Windows 7/8/8.10
- ハードディスク空き容量4GB
- CD-ROMまたはDVDドライブ
- Windows対応のプリンタ

■商品構成:

① Full File 2019 RDBシステム


- Full File 2019 RDB CD-ROM またはDVD(PDF-4)

Set1-68に加えて、ISCDの結晶データベースから計算で作成された回折パターンがNIST,FIZ(約74,035パターン)、Pauling Fileの結晶データから計算で作成された回折パターン(約219,115パターン)も入っています。

DDViewer+ソフトウェア内蔵。

- X-Search検索プログラム(標準添付)
- システムサポート
- Sleeve (オプション)

* Finkインデックス、ユーザーパターンのインポートなど、DDViewerにはない機能を装備



【価格】(税別)

	一般価格(税別)	教育価格(税別)
新規購入	¥ 1,350,000.-	¥ 1,100,000.-
Full File 2018からアップデート	¥ 380,000.-	¥285,000.-
Full File 2016からアップデート	¥ 690,000.-	¥520,000.-
Sleve+ (オプション/新規)	¥130,000.-	¥90,000.-

② Minerals 2019 RDBシステム

- Minerals 2019 CD-ROM (PDF-4) *ソフトウェア内蔵
- システムサポート

	一般価格(税別)	教育価格(税別)
新規購入	¥ 320,000.-	¥ 210,000.-

* 毎年の更新価格は上記価格の50%です。

③ Organics 2019 RDBシステム

- Organics 2019 RDB CD-ROM またはDVD (PDF-4) *ソフトウェア内蔵
- システムサポート

	一般価格(税別)	教育価格(税別)
新規購入	¥ 1,350,000.-	¥ 1,100,000.-
Organics 2018からのアップデート	¥ 600,000.-	¥ 350,000.-

【輸入・販売元】

株式会社デジタルデータマネジメント

〒103-0025 中央区日本橋茅場町1-11-8

紅萌ビル4F

【販売代理店】

株式会社テクノサイエンス

〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8

TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188

URL <http://www.techno-lab.co.jp/>

Mail: sales(@)techno-lab.co.jp **送信時にカッコを除いて下さい。**