



Spectral Data Processor

XPS, AES, UPS, PL, LIFとSynchrotron SpectraあるいはDepth Profilesの処理ソフトウェア

Spectral Data Processorはスペクトルデータの処理や印刷のために開発されました。すべてのASCIIフォーマットとISO14976(VAMAS)フォーマットとシンプルなX-Yペアのデータを転送できます。CD-ROMには27のセルフトレーニング用ムービー(5~10分)を収録し、簡単に操作を把握できます。



ソフトウェアの主な内容

- ◆ スクリーン上でのアドバイス&アシスト
- ◆ Chemical State Lookup Table
- ◆ インポート/エクスポート: ASCII, ISO 14976 (VAMAS)
- ◆ ピーク・フィッティング
- ◆ Peak-fit Depth Profiles
- ◆ オートファインド&アイデンティファイ
- ◆ DTP
- ◆ XPS, AESスペクトル・ライン
- ◆ オーバーレイ
- ◆ ピークテーブル、ピークフィットのインポート/エクスポート
- ◆ MS Word, PowerPointへスペクトルのドラッグ&ドロップ

ASCIIファイルのインポート/エクスポートについて

インポート可能な機種: Kratos, PHI, VG, VAMAS, ISO 14976, Scienta, VGX-900, Specs, JEOL, RBD, JCAMP-DX, X-Y ASCII file

エクスポート可能な機種: MS Word/PowerPoint, X-Y ASCII file, Bitmaps for DTP, ISO 14976 (VAMAS)

詳細情報は http://www.xpsdata.com/SDPv2_features.htm

稼動環境: Windows 7/8.1/10

価格: ¥135,000.-(税別) * 使用期間10年間

【輸入・販売元】

株式会社デジタルデータマネジメント
〒103-0025 中央区日本橋茅場町1-11-8
紅萌ビル4F

【販売代理店】

株式会社テクノサイエンス
〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8
TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188
URL <https://www.techno-lab.co.jp/>