

取扱を中止しました：錠剤成型器用 10ton/20ton 油圧プレス



錠剤成型器用の手動油圧式プレスは、圧力が 10ton のタイプと 20ton のタイプの 2 種類を用意しています。

シンプルな構造で、頑丈で安価なタイプの油圧プレスです。
FTIR スペクトル測定のための KBr 錠剤や、XRF のための成型サンプル作成のための錠剤成型器に使用出来ます。

加圧は手動で行い、付属の圧力計でかかっている圧力を確認することができます。

10ton 用は 13mm の錠剤成型器に適しています。

プレス部を錠剤成型器に合わせた高さにご用意することも可能です。錠剤成型器も各種サイズを取り扱っております。

※ プレス作業エリアがオープンな為、作業安全性を配慮し、取扱を中止します。(2019/12/18)



錠剤成型器の真空引き用ポンプもご用意できます。

ORDERING INFORMATION

品番	品名・内容
STJ-10P	10ton 油圧プレス
STJ-20P	20ton 油圧プレス
V-Pump	真空ポンプ (ローターリーポンプ 単段 5L タイプ)

13 mm 錠剤成型器(ダイセット)



13mm の錠剤作成専用の成型器です。

13mm のシリンダー、2つのアンビル、プランジャーメインダイブロックから構成され、真空ポートも設けられています。全てのコンポーネントは強度の高いステンレススティールできていて、サンプルが接触する表面は研磨されています。

2つのO-Ringは、ベースセンプリとプランジャーのシールに使用されています。

13mm 以外のサイズの錠剤成型器につきましては次ページの各種錠剤成型器をご参照下さい

ORDERING INFORMATION

品番	品名・内容
161-1900	13 mm 錠剤成型器
160-8010	KBr Powder, 100 g
161-5050	メノウ乳鉢及び乳棒, 50 mm
162-5300	マグネティックホルダー(13 mm 錠剤およびフィルムサンプル用)
162-5410	13mm 錠剤用サンプルカード (10 枚)

