

# 15ton / 25ton プログラム制御全自動油圧プレス機 PressPRO / PressPRO Plus



## 特徴

- 1~25 tonの可変圧力  
( PressPRO 1~15 ton / PressPRO Plus 1~25 ton)
- マイクロプロセッサ制御で再現よく高品質なペレットメイキング
- 使いやすいタッチスクリーンプログラミング
- 少ない設置スペースで卓上で使用可能
- 安全連動付きワイドアクセスドア



PIKE PressPRO 15ton / PressPRO Plus 25tonプログラム制御全自動油圧プレス機は、XRFおよびIRの錠剤成形が常に一定で行うことができます。操作は、最大4つの圧カステップとそれに対応するホールドタイムが、内蔵のタッチスクリーンコントロールパネルから簡単に入力できます。圧力のリリース速度も設定が可能です。加えられた圧力は、リアルタイムで明るいカラーディスプレイに表示されます。この管理により、錠剤成形の均一性と品質が向上します。PressPROは、ダイセットの簡単な挿入と取り外しを可能にする広いアクセスドアを備えています。ドアは耐衝撃性が高いポリカーボネート窓を使用しており、誤操作を防ぐ安全インターロックが装備されドアが開いている間は動作しません。忙しい実験室環境での操作にも安全に使用することができます。プレス上部の調整可能なネジは、ダイセットの形状に柔軟性に対応し、5~11.5 cmの範囲で調整可能です。13~32 mmまでの広範囲のダイセットに対応可能です。

仕様	PressPRO	PressPRO Plus
最大圧力	15ton	25.0tons
最小圧カステップ	0.10ton	0.20ton
プラテン径	100 mm	100 mm
ラムストローク	12 mm	12 mm
ダイセット高さ	2.5-11.5 cm	2.5-11.5 cm
寸法 (WxDxH)	24 x 43 x 34 cm	24 x 43 x 34 cm
重量	37.0 kg	37.0 kg
入力電圧	100~240 VAC	100-240 VAC
動作電圧	6A/24 VDC, 150 W	6A/24 VDC, 150 W

動画で機能紹介しておりますのでご覧ください

PressPRO

検索



[https://www.youtube.com/watch?v=1Zzl\\_u50T70](https://www.youtube.com/watch?v=1Zzl_u50T70)

## ORDERING INFORMATION

品番	品名
181-1340	PressPRO Plus 25ton 電動油圧プレス
181-1320	PressPRO 15ton 電動油圧プレス
181-1325	PressPRO 15ton 電動油圧プレス、13mm 真空排気ペレットプレス、マグネティックホルダー
161-2020	20mm ペレットプレス
161-2025	25mm ペレットプレス
161-2032	32mm ペレットプレス
161-1900	13mm 真空排気ペレットプレス
160-8010	KBr 粉末, 100 g
161-5050	50 mm メノウ乳鉢、乳棒
162-5300	マグネティックフィルムホルダー 13-mm ペレット用
162-5410	サンプルカード 13-mm ペレット用 (10 個入り)

【代理店】株式会社テクノサイエンス 千葉市若葉区原町929-8 TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188