

アトラス 8/15/25/40トン自動油圧プレス



卓上小型の新しくデザインされた自動油圧プレスです。
15/25トン手動油圧プレスより引継いだ堅牢さと使い勝手の良さにデジタルコントロールの油圧ポンプが加わり、ペレット作製の労力を大幅に軽減します。
又安全性も充分考慮された設計となっています。

特徴

- Ⅰ 安全保護シャッター付
- Ⅰ 長い上部保持スクリュー
- Ⅰ デジタル圧力設定
- Ⅰ CE適合品です。

仕様

高さ	545~640mm 580~660mm(40トン)
幅	425mm 430mm(40トン)
奥行	405mm
重量	95kg 130kg(40トン)
ピストンストローク	24mm 38mm(40トン)
上部保持スクリューのストローク	90mm 80mm(40トン)
最小プレス間隔	40mm 60mm(40トン)
最大プレス間隔	155mm 140mm(40トン)
下部加圧面直径	82mm
上部保持面直径	32mm
作業エリア	φ 220mm × H155mm φ 220mm × H155mm(40トン)



プログラマブルタイプ



パワーアシストタイプ

8/15/25/40トン自動油圧プレス(パワーアシスト及びプログラマブル)

- 25402 8トン自動油圧プレス(パワーアシスト)(荷重範囲:1~8トン、0.5トンステップ)
- 25802 8トン自動油圧プレス(プログラマブル)(荷重範囲:1~8トン、0.2トンステップ)
- 25432 15トン自動油圧プレス(パワーアシスト)(荷重範囲:2~15トン、0.5トンステップ)
- 25812 15トン自動油圧プレス(プログラマブル)(荷重範囲:2~15トン、0.2トンステップ)
- 25422 25トン自動油圧プレス(パワーアシスト)(荷重範囲:3~25トン、1トンステップ)
- 25822 25トン自動油圧プレス(プログラマブル)(荷重範囲:3~25トン、0.5トンステップ)
- 25822 40トン自動油圧プレス(プログラマブル)(荷重範囲:4~40トン、0.5トンステップ)

50/60Hzを御指定ください。



【輸入元】



株式会社システムズエンジニアリング

お問い合わせ、ご用命は

研究室のトータルコーディネーター
株式会社 テクノサイエンス

〒264-0034 千葉県若葉区原町929-8
TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188
<http://www.techno-lab.co.jp/>