

ストーム10cmガスセル (Storm™ 10cm Gas Cell)

ルーチン測定用にデザイン



P/N GS05800



P/N GS05000



P/N GS05030

特徴

- 窓の交換、クリーニングが容易な組立式
- セル材質: ステンレスまたはパイレックス
- 各種窓材が使用可能
- $\phi 47\text{mm}$ 窓材
- クリアアパーチャ: $\phi 39\text{mm}$
- スタティック、フロー測定が可能
- ストップコック
- 3"×2"標準スライドマウント

アプリケーション

- ガスの定量分析
- 残留溶媒気相分析
- 液体ヘッドスペース分析

10cmガスセル

室温、低圧における混合ガスをスタティックな測定またはフローでの測定が行えます。ねじ込み式の大型エンドキャップにより窓シール、窓材の取り外しが容易です。パイレックス製ガスセルはテフロン製コック、ステンレス製ガスセルにはバイトンシールのコックが付いています。

オーダー情報

10cmガスセル

GS05000	10cmパイレックス製ガスセル (窓材が別途必要です)
GS05800	10cmステンレス製ガスセル (窓材が別途必要です)

セルマウント

GS05030	パイレックス及びステンレスガスセル用セルマウント(3"×2"標準スライドマウント)
---------	---

10cmガスセル用交換窓材

GS05020	NaCl窓(2枚1組)
GS05021	KBr窓(2枚1組)
GS05022	CaF ₂ 窓(2枚1組)
GS05023	BaF ₂ 窓(2枚1組)
GS05096	ZnSe窓(2枚1組)

スペアー及び消耗品

GS05040	パイレックスガスセル用シールキット
GS05803	ステンレスガスセル用真空バルブ
GS05804	ステンレスガスセル用シールキット