

オプティカルツールキット / オプティクスクリーニングキット オプティクスクリーニングキット(ハンディータイプ)

OTK / OCK
OCK-S



アプリケーション
システム

■光学素子

ホルダー

ベース

手動ステージ

アクチュエータ

自動ステージ

光源

索引

ガイダンス

ミラー

ビームスプリッター

偏光素子

レンズ

MEオプティクス

フィルター

プリズム

基板/窓

光学データ

メンテナンス

クリーニング

保管庫

OTK

カタログ
コード W3412



当社のホルダーおよびステージ専用の工具をセットにしたものです。

- 当社製品に使用しているビス用のレンチ、締付けロッド、レンズおよびミラーホルダー用のネジリングスパナなどがセットになっています。

構成部品リスト		
品名	数量	
M3キャップビス用六角レンチ(2.5mm幅)	2本	
M4キャップビス用六角レンチ(3mm幅)	2本	
M6キャップビス用六角レンチ(5mm幅)	2本	
セットビス用六角レンチ	2本	
締付け用ロッド(φ2、φ3、φ4)	各2本 計6本	
ネジリングスパナ(10~15mm用、10~150mm用)	各1本 計2本	
ピンセット	1個	
マイクロメータヘッド用鍵スパナ	1個	

仕様

品番	価格 [¥]
OTK	15,000

OCK

カタログ
コード W3156



光学素子のクリーニングに必要な用具を一括そろえました。
光学実験の必需品です。

- エアブローア(ダストオフプラス)、レンズクリーナー、レンズペーパーなどの実用的なクリーニング用品を中心にそろえています。
- 各用具は最低限の数量だけで構成されていますので、少なくなってきましたら、個々の製品を買い足してご使用ください。

構成部品リスト		
品名	品番	数量
ダストオフプラス	DOP-300SN	1本
レンズクリーナー	SLC-300	1本(300cc)
レンズペーパー	SLP-1	50枚
レンズペーパー	SLP-2	100枚
ワイピングクロス	SWC-150	5枚(150×150mm)
綿棒	—	50本
ブローア	—	1個

注意

- ▶ダストオフプラス・レンズクリーナーは、航空機内への持込・航空輸送ができません。取扱にご注意ください。

仕様

品番	価格 [¥]
OCK	20,000

OCK-S

カタログ
コード W3157



光学素子のクリーニングキットを携帯用のハードケースに入れて持ち運ぶことができます。出張や実験室の移動のときに便利です。

- レンズクリーナー、レンズペーパー、ブローア(手押し式エアブローア)などの実用的なクリーニング用品を中心にそろえています。
- 各用具は最低限の数量だけで構成されていますので、少なくなってきましたら、個々の製品を買い足してご使用ください。

構成部品リスト		
品名	品番	数量
ブローア	—	1個
レンズクリーナー	SLC-30	1本(30cc)
レンズペーパー	SLP-1	100枚(80×150mm)
ワイピングクロス	SWC-150	2枚(150×150mm)
綿棒	—	30本
携帯用ハードケース	—	1個

注意

- ▶エアブローア(ダストオフプラス)は含まれていません。ブローア(手押し式エアブローア)をご使用ください。

仕様

品番	価格 [¥]
OCK-S	3,000