

# MACRO & MICRO 同時購入キャンペーン



マクロ サンプルの分析に!

## ALPHA



ミクロ サンプルの分析に!

## LUMOS



ご好評につき 2014 年 12 月まで延長!

同時購入で **¥9,200,000-**

### 同時購入のメリット

● Save Time! 効率的

マクロとミクロ、2 台を同時に使えます  
データ処理も空いている装置を活用できます  
2 台を別々の場所で使えます

● Save Cost! 経済的


長期部品保証でメンテナンスコストを削減

- ・ 干渉計 10 年
- ・ リファレンスレーザー 10 年
- ・ 赤外光源 5 年

10,000 件のスペクトルライブラリーをそれぞれにプラス  
ALPHA 用サンプリングモジュールを特別価格でご提供

# MACRO & MICRO 同時購入キャンペーン 対象システム標準仕様

## ALPHA-T 透過試料室付 A4 サイズコンパクト FT-IR



- クラス最高の感度
- どこでも測定できる堅牢性と安定性
- 安心の長期保証: 干渉計・レーザ 10年、光源 5年保証
- 豊富なサンプリングモジュールオプション


### 【仕様】

- 測定波数範囲: 7500 ~ 375 cm<sup>-1</sup>
- 最高波数分解能: 2 cm<sup>-1</sup> (オプション: 0.8 cm<sup>-1</sup> FWHM)
- 干渉計: アライメントフリー RockSolid™
- バリデーション: 自己診断・自動性能検証機能 標準装備

標準価格

¥2,480,000-

## LUMOS オールインワン・フルオート FT-IR 顕微鏡



- どなたでも使えるフルオート・オールインワン設計
- 長作動対物鏡とクリアな試料像による快適操作
- 透過、反射、ATR全測定モードに対応
- 安心の長期保証: 干渉計・レーザ 10年、光源 5年保証

### 【仕様】

- 測定波数範囲: 7000 ~ 650 cm<sup>-1</sup>
- 干渉計: アライメントフリー RockSolid™
- ワーキングディスタンス: 30mm、最大試料厚み: 40mm
- ATRプリズム: 電動式Geプリズム、簡易交換機能付き

標準価格

¥12,920,000-

## キャンペーン特典



- 特典1: ALPHA に10,000件の標準ライブラリーをプラス!
- 特典2: LUMOSに10,000件のATRライブラリーをプラス!
- 特典3: ALPHA用各種サンプリングモジュールを40%OFF!
- ダイヤモンドATR ¥1,270,000 ⇒ **¥762,000**
- 高圧型ダイヤモンドATR ¥1,480,000 ⇒ **¥888,000**
- Ge ATR ¥599,000 ⇒ **¥359,400**
- 拡散反射 ¥437,000 ⇒ **¥262,200**

※キャンペーン価格は2014年12月末までとさせていただきます。

※キャンペーン内容は為替変動を含む諸事情により変更または中止させていただく場合があります。

※記載価格に消費税は含まれておりません。

### ● ブルカー・オプティクス株式会社

本社: 〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-1  
Phone: 03-3523-6870 Fax: 03-3523-6871

大阪営業所: 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-8-29  
Phone: 06-6394-8118 Fax: 06-6394-9003

### 【販売代理店】

株式会社 テクノサイエンス

〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8  
TEL: 043-206-0155 FAX: 043-206-0188  
URL: <http://www.techno-lab.co.jp/>