

# 超純水製造装置をお得に！ Direct-Q® UV 3/Simplicity UV キャンペーン

キャンペーン期間

2021年10月1日(金)  
～2022年3月18日(金)  
ご注文分まで

一台で  
超純水  
まで精製！



オプションとして  
消耗品スマートバスケット、  
安心キットもお得！



水場の無い  
場所でも  
使用可能！

Direct-Q® UV 3

キャンペーン希望販売価格

¥370,000

Simplicity UV

キャンペーン希望販売価格

¥309,000


こんな研究室に最適

手軽に超純水を使いたい

研究室が手狭

一日の使用量は少量

分析用水を購入している



締切: 2022年3月18日(金)

超純水製造装置をお得に!

# Direct-Q® UV 3 / Simplicity UV キャンペーン

## + お得 消耗品スマートバスケット

装置の性能を維持するために、消耗品交換が重要です。単品購入よりもお得な消耗品スマートバスケットをさらにお得にご提供!

- 次回交換分をセットに
- Direct-Q® UV 3/Simplicity UV は消耗品交換が楽
- 交換忘れ、買い忘れ防止


装置名	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
Direct-Q® UV 3	LCSMDRQ3V*	¥113,000	<b>¥71,000</b>
Simplicity UV	LCSMSPLV0V**	¥89,800	<b>¥57,000</b>

\* 構成品: SmartPak® DQ3、Millipak Express 20、185 nm UV ランプ

\*\* 構成品: SimpliPak®, SimFilter、185 nm UV ランプ

● 本キャンペーンでは消耗品スマートバスケット・ドレインパン・漏水検知器のみの販売はしていません。装置と同時のご注文に限ります。

## + 漏水対策 安心キット



天災や万が一の故障などによる、装置の漏水被害を最小限に抑えます。

### 漏水検知器

水を検知すると水道との接続部に設置した電磁弁を閉めます。

希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
¥86,000	<b>¥47,800</b>

### ドレインパン

装置の受け皿として、漏水の拡大を防ぎます。

希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
¥67,600	<b>¥50,000</b>

\* 寸法: 幅 375 × 奥行 515 × 高 20 mm

### 水道水から供給する場合

水道水から超純水を直で精製!  
水道水直結型 超純水製造装置  
**Direct-Q® UV 3**



### 純水から供給する場合

純水装置をお持ちの方に  
キャリアタンク給水型 超純水製造装置  
**Simplicity UV**




価格	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
	本体一式 + 初期消耗品: ¥717,000	<b>¥370,000</b>	本体一式 + 初期消耗品: ¥455,400	<b>¥309,000</b>
特長 / こんな方に おすすめ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水道水から超純水を Direct-Q® 1 台で精製</li> <li>● 超純水、純水、蒸留水グレードを 1 台で精製</li> <li>● JIS K 0557 A4 グレードの水質が必要</li> <li>● 分析用水を購入している</li> <li>● 超純水使用量が 1 日 10L 以下</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 純水から超純水を精製</li> <li>● タンク脱着式で純水を簡単給水</li> <li>● 研究室に水道水がない</li> <li>● 超純水をタンクに貯めて使用している</li> <li>● 超純水使用量が 1 日 5L 以下</li> </ul>	
	タンク	内蔵タンク: 4.5 L		装置脱着式: 2 L
寸法	幅 290 × 奥行 420 × 高 540 mm		幅 290 × 奥行 360 × 高 510 mm	
仕様詳細	<a href="http://bit.ly/Direct-Q2021">http://bit.ly/Direct-Q2021</a> または装置カタログ P38, 64 をご覧ください		<a href="http://bit.ly/Simplicity2021">http://bit.ly/Simplicity2021</a> または装置カタログ P41, 65 をご覧ください	

販売店の皆様へ: 本キャンペーンは Web 仕様書登録フォームでの登録が必須となります。登録の際には、ユーザー様のメールアドレスが必須となります。



水銀使用製品に該当するUVランプを含みます。UVランプの廃棄は該当する法令や自治体の指示に従ってください。



メルクライフサイエンス - メールニュース  
[www.merckmillipore.com/wm](http://www.merckmillipore.com/wm)

メルクライフサイエンス公式 SNS、動画コンテンツをご覧ください。

掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2021年10月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

## メルク株式会社

ライフサイエンス ラボウォーター事業部  
〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F  
製品の最新情報は [こちら www.merckmillipore.com/LW](http://www.merckmillipore.com/LW)  
On-Line: [www.merckmillipore.com/jpts](http://www.merckmillipore.com/jpts)  
Tel: 03-4531-3939 Fax: 03-5434-4875

LWM249-2109-3K-H

## 【販売代理店】

研究室のトータルコーディネーター  
**株式会社 テクノサイエンス**  
〒264-0034 千葉県若葉区原町929-8  
TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188  
<https://www.techno-lab.co.jp/>