

三眼実体顕微鏡+XYステージセット

サンプリング作業に最適で使い易い三眼実体顕微鏡を特別価格でご用意いたしました。カメラと接続可能なCマウントアダプタ、LEDリング照明が標準付属しています。また、サンプリングに便利なXYステージも標準装備しました。

通常価格

¥220,000 (税別)

ワンプライス!

¥178,000 (税別)

※表記の金額は税別です。

※期間：2017年11月21日(火)～2018年3月30日(金)ご発注分まで。

※ご注文の際は、通常通りのご発注窓口（直接・代理店）にてご用命下さい。

※キャンペーン番号（MS17-01）とご指定下さい。



<主な仕様>

■三眼実体顕微鏡本体

- ・三眼鏡筒本体、接眼レンズ10×（2ヶ）
- ・標準スタンド（フォーカスマウント付）
- ・作動距離：90mm

■Cマウントアダプタ

Cマウントアダプタを標準装備していますので、オプションのカメラを接続する事により、モニター観察から画像取得まで行えます

■LEDリング照明

リング構造により対象物の影が発生しにくく、白色光源により忠実な色再現を実現します

■XYステージ

XY移動は一軸ハンドルで行え、ハンドルは左右どちらにも設定可能ですので大変便利です

※ストローク X:40mm / Y:40mm

《商品詳細》

・三眼実体顕微鏡(MS-ZMS2)

標準価格：¥220,000 (税別)

[MSL-17-00025-1]

実体顕微鏡 + 機械式マニピュレーターセット

機械式スタンドアロンタイプのマニピュレーターと三眼実体顕微鏡のセットを特別価格でご用意いたしました。

実体顕微鏡にはカメラと接続可能なCマウントアダプタ、LEDリング照明が標準付属しています。また、サンプリングに便利なXYステージも標準装備しました。

通常価格

¥750,000 (税別)

ワンプライス!


¥576,000 (税別)

※表記の金額は税別です。

※期間：2017年11月21日(火)～2018年3月30日(金)ご発注分まで。

※ご注文の際は、通常通りのご発注窓口（直接・代理店）にてご用命下さい。

※キャンペーン番号（MS17-02）とご指定下さい。



実体顕微鏡 (MS-ZMS2)
XYステージ付き

+

機械式マニピュレーター (右)
クイックジョイ (QJ-2RH)

+

タングステンプローブ
(TP-SET)

《商品詳細》

- ・実体顕微鏡(MS-ZMS2) 標準価格：¥220,000 (税別)
- ・クイックジョイ右手用(QJ-2RH) 標準価格：¥500,000 (税別)
- ・タングステンプローブセット(TP-SET) 標準価格：¥30,000 (税別)

[MSL-17-00025-2]

画像計測ソフト+USBカメラセット

USBカメラでキャプチャーした顕微鏡画像上で手軽に寸法計測、画像及び動画保存、フォーカス合成と3Dプロファイル表示が可能なセットを特別価格で提供します。

通常セット価格

¥220,000 (税別)

(定価合計：¥240,000)

ワンプライス!

¥165,000 (税別)

※表記の金額は税別です。

※期間：2017年11月21日(火)～2018年3月30日(金)ご発注分まで。




※ご注文の際は、通常通りのご発注窓口(直接・代理店)にてご用命下さい。

※キャンペーン番号(MS17-03)とご指定下さい。

※パソコンはお客様でご用意ください。(WindowsXP以降)

※顕微鏡側でCマウントアダプターをご用意ください。

※画像計測ソフトウェアの詳細リーフレットを下記より確認ください。



《商品詳細》

- ・画像計測ソフトウェア(SGMMS-ms) 標準価格：¥120,000 (税別)
- ・USBカメラ(MSCAM-USB) 標準価格：¥120,000 (税別)

※詳細リーフレットのダウンロードはこちら※

https://ap.salesforce.com/sfc/p/10000000Hs9V/a/10000000gAxM/IP3QL_1WbRUoII.CEExg21hIwGFr1NXDV5_uXoAGLr_Y

[MSL-17-00025]

株式会社マイクロサポート

〒422-8036 静岡県駿河区敷地1-3-19

TEL:054-269-5002 FAX:054-269-5003

URL: <http://www.microsupport.co.jp>

MicroSupport

【販売代理店】株式会社 テクノサイエンス

〒264-0034 千葉県若葉区原町929-8

TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188

URL: <https://www.techno-lab.co.jp/>