

サンプリング ツール

Sampling tools

Sampling Accessories | 機能ツール

電極ホルダー

電極ホルダーL AP-DH-L

電極ホルダーLL AP-DH-LL

電極ケーブル DH-BNC-1

AP

QP

QJ

SS



- このツールを使用することで、ミクロの電極パッドにコンタクトすることが可能です。
- DC測定・導通チェック・抵抗値測定等に応用可能なプロービング用アームです。
- 表面は金メッキされており、L型とLL型を標準で準備しています。
- 先端に板ばねが付いていますのでソフトタッチコンタクトができ、コンタクト後は外れにくくなります。また末端に接続可能なBNCケーブルも準備しています。
- プローブは弊社製タングステンプローブが使用できます。

アプリケーション



電動マイクロマニピュレーターシステム、アクシスプロに取付けする場合は、そのまま取付可能です。



実体顕微鏡などに取付けする場合は、クイックプロ、クイックジョイ、XYZファインと組合せが可能です。

XYZファイン右セット
XYZ-FPR

XYZファイン左セット
XYZ-FPL

高精度ローテーター

右手用

HPR-1R

左手用

HPR-1L

AP

QP

SS



- FIBで加工した薄片のリフトアウトに、特に便利なツール回転機構です。
- メッシュに降ろす際の微妙な位置制御を、マニピュレーターの3次元操作に回転操作が加わることで、簡単に行うことができます。
- アクシスプロ・クイックプロどちらのマニピュレーターにも簡単に取りつきますし、左右両方やどちらか片方づつのユニットも選択可能です。
- リフトアウト用のガラスプローブの他に、タングステンプローブやハードメタルツールも使えますので、異物サンプリング用途にも最適です。
- 遠隔操作が可能な電動回転タイプも用意しています。