

サンプリング ツール

Sampling tools

Sampling Accessories | 機能ツール

真空吸着ツールセット VP-SET2

AP

QP

SS

QJ



- 吸引・吐出(吐出圧力調整機構内蔵)両機能を備えた真空ピンセットシステムです。
- 標準でMP-SETが付属していますので、すぐ使えます。
- 内径5 μ m、1 μ mのマイクロピペットを取り付ければ、10 μ m以下微小物の真空吸着ピックアップとリリースが行えます。
- 先端ノズルを交換すれば、手持ちによる真空ピンセットとして使用できます。
- 先端ノズルも多彩なラインナップがありますので、お問合せ下さい。

アプリケーション

微小物の吸着ハンドリング



マイクロインジェクター MI-B

AP

QP

SS

QJ



- 液体をピコリットルレベルで吸引・滴下することができます。
- 試料表面、微小穴中の微量液体のサンプリングに威力を発揮します。
- 予め任意の溶媒を充填しておき、ピンポイント滴下することができます。
- 埋没異物を採取する際の基材溶解目的での溶媒滴下や、任意溶媒を滴下して、シミ状のサンプルを濃縮採取するような応用も可能です。



MEMO 使用後のマイクロピペットをポンピング洗浄するためのジョイント金具とシリンジを付属しております。

アプリケーション

微量液体の採取

