


Casa XPS

VAMAS Processing Software
Casa XPSデータブラウジングソフトウェア

Ta 4f72



Computer Aided Surface Analysis for X-ray Photoelectron Spectroscopy (CasaXPS)はXPSスペクトルを使うリサーチ・サイエンティストのためのソフトウェアです。CasaXPSの機能はXPS装置に付属するシステムに対応しています。CasaXPSはMicrosoft Windows 95以上を搭載したPentium PCであればいつでもユーザー・フレンドリーなデータ処理を提供できます。


■ VAMAS Browser

CasaXPSはVAMAS Surface Chemical Analysis Standard Data Transfer Formatのデータブラウザです。このISO標準で表されたスペクトルを選択して表示したり、シンプルだがパワフルな方法で処理をすることなどが可能です。データ修復の結果は表にされ、WordやExcelなどのMicrosoft製品で利用できるフォーマットを作ることが可能になります。

■ Version 2.2.0の新機能

- SPECS コピー／ペーストによるCasaXPSへのデータ転送、Plus.expファイルのサポート
- PHI MULTIPAKバイナリ・ファイルのためのフリー・ファイル・コンバージョン・フィルタ。このファイルには転送補正が含まれており、すべての操作モードに対して共用のquantificationを提供。主要装置メーカーとアップグレード・システムはCasaXPSを通してISO-14976フォーマットに変換可能。
- ToF SIMS time-to-mass calibration

■ 特徴



Principal Component Analysis
Automatic Peak Fitting through profiles
Data Browser
Element Library
Processing
Annotation
Quantification
Asymmetric Line -Shapes
Monte Carlo Error Analysis
Polymer Curve Fitting
その他の詳細については: www.casaxps.com/help_manual

■ 価格

	一般価格(税別)	教育価格(税別)
新規購入	¥330,000.-	¥180,000.-

【輸入・販売元】

株式会社デジタルデータマネジメント
〒103-0025 中央区日本橋茅場町1-11-8
紅萌ビル4F

【販売代理店】

株式会社テクノサイエンス
〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8
TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188
URL <https://www.techno-lab.co.jp/>