

Quest

**クエスト1回反射ATR装置**

2015年9月01日から2015年12月末日受注分まで

**使いやすいクランプ機構**

- スイング式で試料交換が容易
- トルクリミッタ搭載、圧着の再現性よく測定
- 試料形状を選ばない、フラット及びペレット用ステンレス製アンビル

**ミラーのみの光学系**

- 広波数範囲 (10000–40  $\text{cm}^{-1}$ )
- 高スループット (> 25%)
- レンズによる収差なし

2015年9月01日から2015年12月末日受注分まで

今だけ、この価格にてご提供！  
GeまたはZnSeの1回反射ATRアクセサリーが

**¥398,000.-** (通常価格¥650,000.-)

さらに！  
1年以内の追加購入では  
ダイヤモンドディスクが

**¥498,000.-** (通常価格¥675,000.-)

詳細はお問合せください

FT-IRのメーカー名と型式をご指定ください

2015年9月01日から2015年12月末日受注分まで

\* 仕様・価格は予告なく変更することがあります。

[www.systems-eng.co.jp](http://www.systems-eng.co.jp)

[www.specac.com](http://www.specac.com)

 **Systems  
Engineering**  
株式会社システムズエンジニアリング

【販売代理店】

株式会社 **テクノサイエンス**

〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8

TEL: 043-206-0155 FAX: 043-206-0188

URL: <https://www.techno-lab.co.jp/>